


PLGF (Placenta Growth Factor 胎盤生長因子) :

是先兆子癇的一個重要標志物。血管生成及轉化是胎盤成長的重要過程。不正常的血管生成及轉化是引起妊娠先兆子癇的主要原因。VEGF 一族的宮內生長因子

(PLGF) 由胎盤生成，并可引導血管的生成。正常妊娠婦女體內的 PLGF 在孕後持續上升，在 28 – 32 周時達到高峰，之後穩定下降。而先兆子癇的孕婦，血清中的 PLGF 水平明顯降低且無峰值出現。



PAPP-A (超敏感) (妊娠相關蛋白 A) : 在急性冠脈綜合征 (ACS) 中，對疾病的診斷和風險評估都有賴於對心臟標志物的監測。過去幾年的研究證明，PAPP-A 在 ACS 的診斷和風險評估中是一個極有價值的標志物。鑑於妊娠婦女外其它人群的 PAPP-A 的含量極低，DRG 開發生產了適用於 ACS 的“超敏感 PAPP-A ELISA 診斷試劑”。

產品名稱	目錄號	測試數量	檢測時間
5 HIAA ELISA	EIA-1886	96 孔	18/2/1 hr
5-HIAA (Urine) ELISA	EIA-4482	96 孔	60/60/30 min
Adrenalin ELISA	EIA-1908	96 孔	14-20h/120/40 min
Adrenalin ELISA	EIA-4306	96 孔	3.5 hr
Amyloid β I-40 (Colorimetrisch)	COL-3994	96 孔	6.5 hr
Amyloid β I-42 (Colorimetrisch)	COL-3995	96 孔	6.5 hr
Cat Combi (Adrenalin/Nonadrenalin) ELISA	EIA-3175	2x96 孔	120/90/15 min
Cat Combi (Adrenalin/Nonadrenalin) ELISA	EIA-4309	2x96 孔	3.5 hr
Cystatin C (Human) ELISA	EIA-4394	96 孔	30/30/10 min
Endothelin-I ELISA	EIA-3111	96 孔	18-24h/30/30 min
Galactose Neonate (excl. Membrane Plate) ELISA	EIA-1487	192 孔	60/60/30 min
Galactose Neonate (incl. Membrane Plate) ELISA	EIA-1486	192 孔	60/60/30 min
Hepcidin Prohormone ELISA	EIA-4644	96 孔	60/30/15 min
Histamin ELISA	EIA-4005	96 孔	15-20/1h/20-30 min
Histamin Food ELISA	EIA-4428	96 孔	30/10/15 min
Homocysteine ELISA (without controls)	EIA-2925	96 孔	30/20/10 min
Homocysteine ELISA controls (for EIA-2925)	EIA-2925C	3 瓶	

內分泌學

产品名称	目录号	测试数量	检测时间
HVA ELISA	EIA-1573	96 孔	60/25 min
LDL (Oxidized Low Density Lipoproteins) ELISA	EIA-3430	96 孔	2/1h/15 min
LDL ox ELISA comp.	EIA-4261	96 孔	120/60/15 min
Melatonin ELISA	EIA-1431	96 孔	14-20h/120/60 min
Melatonin Sulfate ELISA	EIA-1432	96 孔	120/30 min
Metanephrine (Plasma) ELISA	EIA-4313	96 孔	过夜
Metanephrine (Urine) ELISA	EIA-4315	96 孔	2hr
MetCombi (Plasma) (Metanephrine/Nonmetan) ELISA	EIA-4082	2x96 孔	15-20h/30/20 min
MetCombi (Urine) (Metanephrine/Nonmetan) ELISA	EIA-4083	2x96 孔	30/30/15-20 min
Myoglobin ELISA	EIA-3955	96 孔	45/20 min
Noradrenalin ELISA	EIA-2049	96 孔	14-20h/120/20 min
Noradrenalin ELISA	EIA-4317	96 孔	3.5hr
Normetanephrine (Plasma) ELISA	EIA-4319	96 孔	过夜
Normetanephrine (Urine) ELISA	EIA-4321	96 孔	2hr
Oxytocin ELISA	EIA-3117	96 孔	18-24/1 hr
PAPP-A (Ultrasensitive) ELISA	EIA-4512	96 孔	60/60/30/15 min
Phenylalanin Neonate (incl. Membrane Plate) ELISA	EIA-1477	192 孔	60/45 min
PKU	ENZ-4502	480 孔	30/30 min
Retinol Binding Protein (RBP) ELISA	EIA-4391	96 孔	60/60/20 min
Serotonin ELISA	EIA-3947	96 孔	60/30/20 min
TAU Total ELISA	EIA-3723	96 孔	2/1h/30/60 min
TAU Total ELISA	EIA-3724	192 孔	2/1h/30/60 min
TriCat (Adrenalin/Noradrenalin/Dopamin) ELISA	EIA-4080	3x96 孔	30/120/15 min
Troponin I ELISA	EIA-2952	96 孔	90/20 min
Trypsin Neonate ELISA	EIA-1278	192 孔	18-24h/60/15 min
Vasopressin ELISA	EIA-3122	96 孔	18-24/1 hr
VMA ELISA	EIA-1620	96 孔	60/25 min