

毒品監測

毒品监测是有效的管理病人，监控嗜毒者的重要武器。

Cotinine: 是尼古丁的代谢产物，在血中可留存 48 - 96 小时，半衰期为 20 小时。Cotinine 在体内的水平不受食物的影响。因此，对于鉴别吸烟者有着极为重要的价值。



DRG 生产的 Cotinine ELISA 试剂可检测出尿，血/血清，和唾液中的 Cotinine。

产品名称	目录号	测试数量	检测时间
Amphetamines Metabolites ELISA	EIA-2900	96 孔	20/20 min
Barbiturates ELISA	EIA-1494	96 孔	30 min
Benzodiazepines ELISA	EIA-1495	96 孔	30 min
Buprenorphine ELISA	EIA-1498	96 孔	30 min
Catinin (Blood/Serum) ELISA	EIA-3242	96 孔	30/30 min
Catinin (Saliva) ELISA	EIA-3243	96 孔	30/30 min
Catinin (Urine) ELISA	EIA-1377	96 孔	30/30 min
Chromoglycate ELISA	EIA-1500	96 孔	30 min
Cocaine-(Benzoyl Ecgonine Metabolites) ELISA	EIA-2903	96 孔	20/20 min
Dexamethasone ELISA	EIA-1502	96 孔	30 min
Fentanyl ELISA	EIA-1504	96 孔	30 min
Glycopyrrolate ELISA	EIA-1505	96 孔	30 min
Methadone ELISA	EIA-1509	96 孔	30 min
Methamphetamine ELISA	EIA-1510	96 孔	30 min
Methylphenidate ELISA	EIA-1511	96 孔	30 min
Opiate (Morphine/Heroin/Codein) ELISA	EIA-2902	96 孔	20/20 min
PCP (Phencyclidine) ELISA	EIA-2904	96 孔	20/20 min
Tricyclics ELISA	EIA-1518	96 孔	30 min